



amiea med

EXCEED

Proceduri avansate in Microneedling

AMIEA MED EXCEED



**SINGURUL DISPOZITIV DIN LUME CU
DUBLA CERTIFICARE FDA**

APROBAT FDA PENTRU:

RIDURI & CICATRICI ACNEICE



BEST QUALITY



MADE IN GERMANY

AMIEA MED EXCEED



100-150 intepaturi/secunda
Scalarea pozitiei acului



BEST QUALITY



MADE IN GERMANY

MICRONEEDLING MEDICAL vs. COSMETIC

Microneedling Medical

Dispozitivele utilizate necesita o certificare
Substantele utilizate necesita o certificare medicala pentru injectare,
Sunt utilizate pentru indicatii medicale, de catre personal medical pentru pacienti

Microneedling Cosmetic

Indicatiile medicale sunt contraindicate
Cata vreme nu patrund in epiderma, substantele utilizate sunt cosmetic (cu aplicare topica)
Consumatorul este client
Acele nu depasesc 1 mm

Caracteristici unice EXCEED Amiea Med

6 ace per cartus

6 ace x 150 punctii pe secunda= 900 punctii pe secunda

Acele sunt montate pe o platforma cu unghi de 90°, ceea ce permite un tratament uniform

Certificat CE / FDA

Dispozitiv automat = usor de utilizat

Piesa de mana ergonomica, usoara

Sterlizare facila

Nivel scazut de zgomot & vibratie pentru un tratament confortabil

DISPOZITIV SI CARTUSE EXCEED

Frecventa ajustabila a vitezei acelor intre 50 si 150 de intepaturi / secunda

Cartus mic, flexibil, care se adapteaza perfect la suprafata pielii, facilitand
accesul la zonele dificil de tratat

Recuperare rapida dupa tratament, datorita faptului ca tesutul este lezat
selectiv

BEST QUALITY

MADE IN GERMANY

Schimbari evolutive EXCEED Amiea Med

Dispozitiv automat -electronic de stantare

Penetrare verticala

Cresterea canalelelor in interiorul pielii

Posibilitatea de a infuza acid hialuronic / substante nutritive / factori de crestere

Adancimea reglabila a penetrarii acului: 0.1mm -1.5mm (max.1.9mm)

CARTUSE – PATENTATE PENTRU SUPERIORITATE OPERATIONALA

Mai multa siguranta datorita combinatiei intre ace si a cartuse, intr o unitate
de unica folosinta

Design special pentru piesa de mana

Cartusul de unica folosinta contine si o membrana interna de siguranta, ce
impiedica refluxul de fluide (contaminarea)

Platforma cu ace mobile care se adapteaza pielii (unghi de 90°)

AVANTAJE – DISPOZITIV EXCEED

Unitate de control separata

Nu se supraincalzeste in timpul utilizarii

Putere mare de penetrare a acelor

Precizie crescuta a penetrarii → Epiderma o sa fie astfel mai putin lezata

Mai putina vibratie si un nivel al zgomotului scazut

Posibilitatea de a introduce o substanta in cartus

COMPARATIV CU DISPOZITIVELE OPERATE CU BATERII

Puterea de penetrare nu este stabilă, pe măsura ce bateria scade, se modifică adâncimea, și lezează țesutul

Cartusele cu ace, în cazul dispozitivelor cu baterii, nu au membrana de protecție, care să împiedice refluxul fluidelor, respectiv contaminarea.

Exceed Amiea Med avantaje:

- Viteza mai mare și stabilă de penetrare a acelor -> adâncime reproductibilă pe tot parcursul tratamentului.
- Putere crescută -> acele nu se „agată” în piele, deci nu lezează
- Precizie sporită cu siguranță maximă, datorită platformei unice

IMPORTANTA VITEZEI SI PRECIZIEI



Punctii mari, zdrentuite realizate cu un dispozitiv obisnuit



Punctii precise, extrem de mici, realizate cu acele de mare precizie Amiea Med EXCEED

COMPARATIE

Comparativ cu dermarolerele, cu EXCEED se pot trata zone, altfel dificil de tratat cum ar fi: in jurul ochilor, al nasului sau gurii

Este necesara o presiune manuala in asa fel incat acele sa patrunda in piele
→ presinea diferita inseamna adancimi de penetrare diferite, in cazul rollelor

Acele rollerelor reutilizabile se pot indoi si cauza leziuni, cauzand o trauma inutila. In plus, sunt foarte dificil de sterilizat corespunzator.

NECESAR PENTRU TRATAMENTUL DE MICRONEEDLING

Dispozitiv

Cartuse sterile potrivite

Comprese sterile


Dezinfectant pentru piele

Crema anestezica sau xilina

Solutie de ingrijire post-tratament

Complex de substante nutritive, factori de crestere, etc

TRATAMENTUL CICATRICILOR ACNEICE



TRATAMENTUL CICATRICILOR ACNEICE

Ingrijire post-tratament

- Curatati pielea si aplicati o crema regeneranta (antiseptica sau crema/unguent regenerat, de exemplu > **B3 Recovery**)
- Important: Nu masati zona tratata
- Eritem dispare in aproximativ 72 ore
- Rezultatul final apare dupa aproximativ 2-3 luni

Recomandari

- 3-4 tratamente la interval de o luna



INSTRUCTIUNI PENTRU PACIENT

Timp de recuperare foarte scurt

Poate aparea eritem si mici cruste, este important sa se aplice o crema regeneranta (de exemplu **B3 Recovery**)

Trebuie evitata expunerea la soare → e recomandata utilizarea SPF
Fiecare pacient reactioneaza diferit / la o intensitate diferita in urma
tratamentului

Pentru rezultate optime, sunt necesare mai multe sedinte (3-4)

AVANTAJE PENTRU PACIENTI

Eritemul dispare rapid dupa tratament

Risc scazut de infectie datorat inchiderii rapide a canalelor

Risc de efecte nedorite este neglijabil

Rezultatele sunt de lunga durata

CELLENIS PRP & EXCEED AMIEA MED

Plasma bogata in trombocite
-Simplitate pentru succes –



NCTF 135/ NCTF 135 HA & EXCEED AMIEA MED

Mezoterapie

-o noua experienta in
rejuvenarea pielii-





Inainte de tratament



La 2 ore de la tratament



La 3 zile de la tratament



La 7 zile de la tratament



Inainte de tratament



imediat dupa



dupa 1 ora



dupa 2 ore



dupa 2 ore cu machiaj



dupa o zi



dupa 2 zile



dupa 3 zile



Inainte de tratament



imediat dupa tratament



7 saptamani dupa tratament



Studiu de caz al lui
Peter Scharff, MD

25.11.2021

Rejuvenarea pielii



Studiu de caz al lui
Peter Scharff, MD

Rezultate

Reducerea liniilor fine si a ridurilor

Imbunatatirea elasticitatii & fermitatii

Imbunatatirea globala a tonului

Reducerea porilor

Echilibreaza productia excesiva de sebum

Reduce petele pigmentare

Decongestioneaza capilare

Intareste reseaua capilara

Reduce eritemul